

## Contexte

- Entrée en vigueur de la Norme ISO 80369-3 = Norme ENFIT
- Nutrition entérale = Never Event n°5
- Établissement situé entre le CHU d'Angers et le CH du Mans avec des patients venant des deux établissements :
  - ✓ Angers : Passage à la norme ENFIT en juin 2016
  - ✓ Le Mans : Ancienne norme lors de l'été 2016

## Objectifs

- Limiter la coexistence de DM ENFIT et Non ENFIT
- Accompagnement des soignants dans le changement des référencements de DM

## Matériels et Méthodes

### Rencontre avec les services

- Point sur les pratiques
- Recensement des nouveaux besoins éventuels

### Rencontre avec les fournisseurs

- Calendrier de disponibilité des DM en norme ENFIT
- Obtention d'échantillons pour la formation interne

### Création de plaquettes visuelles propres à l'établissement

- Support de l'information théorique
- Affichage dans chaque service
- Mise à jour à chaque nouveau référencement de DM

## La norme ENFIT en image



## Résultats

### Les préparateurs en pharmacie, les IDE des services adultes et de pédiatrie ont reçu par l'interne en pharmacie :

- Une formation théorique sur la nouvelle norme
- Une formation pratique avec manipulation des DM en norme ENFIT

### Mise en place de supports visuels dans les services

- « Quel DM choisir? » - secteur adulte et secteur pédiatrique
- Fiche de bon usage à l'attention du service de pédiatrie

### Secteur adulte

- Évolution des versions des documents en fonction du référencement
- 100 % ENFIT : prévision 4<sup>ème</sup> trimestre 2017 pour les sondes et tubulures

**DOC PROJET** (Juillet 2016)

	Tubulure		Seringue	
	NON ENFIT	ENFIT	NON ENFIT	ENFIT
Avec sonde/ bouton nutrition-entérale NON ENFIT				
	Réf: NEJ33	Non disponible au PSSL pour le moment	Réf: 002022980	
Avec sonde/ bouton nutrition-entérale ENFIT				
	Réf: NCE101A			Réf: NCE50SE

Vissage connectique ENFIT : ¼ de tour suffit

**QUAL-INFO-0037** (Juillet 2017)

Patient	Tubulure transitoire = Tubulure ENFIT + Adaptateur		Seringue	
	NON ENFIT	ENFIT	NON ENFIT	ENFIT
Avec sonde/ bouton nutrition-entérale NON ENFIT				
	Réf: NEJ33S		Réf: 002022980	
Avec sonde/ bouton nutrition-entérale ENFIT				
	Adaptateur dévissable: sonde/bouton ENFIT			Réf: GAV60ENFHC

Vissage connectique ENFIT : ¼ de tour suffit

### Secteur pédiatrique

- Fiche de bon usage :
  - ✓ Sécurisation de l'utilisation des DM
  - ✓ Réponse à l'absence de support proposé par le fournisseur
- 100 % ENFIT = septembre 2016

**QUAL-INFO-0035**

Fiche de bon usage Nutrition entérale pédiatrique – Norme ENFIT : Dispositif de prélèvement		Service de pédiatrie	
1		2	
3		4	

Vissage ¼ de tour suffit

**QUAL-INFO-0037**

Patient	Seringue		Dispositif de prélèvement		Prolongateur	
	NON ENFIT	ENFIT	NON ENFIT	ENFIT	NON ENFIT	ENFIT
Avec sonde NON ENFIT						
Avec sonde ENFIT						

Vissage connectique ENFIT : ¼ de tour suffit

## Conclusion

Les supports visuels ont permis une compréhension aisée des compatibilités entre les DM. Ils sont également des aides mémoire pour la pratique courante.

Cette organisation a permis une mise en place sereine de la norme ENFIT dans notre établissement, dans un contexte estival, tout en tenant compte du calendrier de passage à la norme des établissements voisins.