

NETTOYABILITE DES DMR

Enquête AFS / EUROPHARMAT
Novembre 2007

Objectifs

- Cibler les dispositifs médicaux concernés
- Évaluer le type de problèmes rencontrés
- Analyser les données recueillis sur le type de spécialité, le type de DM...

QUESTIONNAIRE SUR LA NETTOYABILITE DES DMR

1° Avez vous été confronté à des difficultés de nettoyage des DMR : **OUI** **NON**

Si oui : - rarement - souvent : 1 fois par jour , 1 fois par semaine

2° Citer les matériels concernés (liste exhaustive des DM)

Nom du DM	Fournisseur	Spécialité	Famille (moteur, endoscope...)	Origine de la difficulté*	Commentaires

*Noter le numéro choisi :

1: complexité du matériel

2: conception

3: méthode de retraitement non utilisée à l'hôpital

4: insuffisance de renseignements sur le procédé de nettoyage

5: sur la préparation au nettoyage (démontage..)

6: autres (à préciser)


RESULTATS

- Envoi mailing adhérents Europharmat et AFS, en octobre, avec relance en novembre
- 30 réponses parfois double ou triple
- CHU, CH, Chirurgiens-dentistes
- Attente d'autres réponses



Les réponses se recoupent

Origine de la difficulté de traitement



■ complexité

■ conception

■ methode de retraitement non utilisée à l'hôpital

■ insuffisance de renseignements sur le procédé de nettoyage

■ insuffisance de renseignements sur la préparation au nettoyage


■ autres

■ non renseigné

Origine de la difficulté de traitement

- Complexité :
 - Ophtalmologie
 - Odontologie
- Conception
 - Orthopédie (râpes, alésoirs, pinces arthro, vis)
 - Odontologie (fraises +++)
- Méthodes de retraitement (3)
- Insuffisance renseignement : moteurs, ancillaire
- Autres : non immergeable +++, résines

Familles



Spécialités

