


MONITORAGE DE LA PRESSION INVASIVE PERIPHERIQUE

✓ C'est une chaîne de mesure composée de

- ✓ Moniteur + câble
- ✓ Interface scope / patient :
- ✓ Cathéter
- ✓ Tubulure
- ✓ Robinet zéro
- ✓ Capteur
- ✓ Flush
- ✓ Poche de perfusion sous pression





Capteur dernière génération LogiCal®

- ✓ CARTOUCHE à UU
- ✓ TRIGGER FLUSH
- ✓ CAPTEUR stationnaire





STATION DE MESURE



16, 17, 18 octobre 2007 Nantes

SMITHS MEDICAL FRANCE



LogiCal®



- ✓ INNOVANT
- ✓ PRECIS (validation ENSAM)
- ✓ SIMPLE D'UTILISATION
- ✓ ECONOMIQUE
- ✓ ECOLOGIQUE
- ✓ GESTION DES CABLES
- ✓ SURE-CAL* (fonction test intégrée)

SIMPLEMENT LOGIQUE

16, 17, 18 octobre 2007 Nantes

SMITHS MEDICAL FRANCE