

Fiche Bon Usage

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

PINCE

1. Synonymes :

Clamp, ergot de fixation

2. Utilité :

Cette pince ou ergot permet d'y fixer la partie distale de la tubulure, afin de réaliser plus facilement la purge de la tubulure et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

3. Descriptif technique :

Gorge de fixation délimitée par 2 ergots et plastique rigide.

4. Matériaux :

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)