

**STOP** à une gestion des périmés archaïque !  
**OUI** à une gestion en un simple clic !


Auteurs : M.KAYAL<sup>1</sup>, L.BERGUA<sup>1</sup>, C.MOAFO<sup>1</sup>, S.BERGON<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Centre hospitalier Eure Seine, Hôpital d'Evreux, Normandie, Eure, Evreux, France

**INTRODUCTION/PROBLEMATIQUE**

Chaque semaine, les infirmiers du bloc opératoire (IBO) relèvent les compositions stériles (CS) périmées de leur arsenal, activité chronophage pour eux. Suite à l'informatisation de la stérilisation (ST) par le logiciel OPTIM®, il nous a semblé intéressant d'exploiter ce nouveau logiciel afin de faciliter la gestion des compositions périmées au bloc opératoire (BO).




**OBJECTIFS**



**MATERIEL/METHODE**

DURÉE : 2 MOIS




**RESULTATS**

Les filtres de la liste étant gardés en mémoire sur OPTIM®, il suffit d'actualiser les dates pour éditer la liste.

	<b>SANS</b> la liste OPTIM®	<b>AVEC</b> la liste OPTIM®
Durée inventaire (/semaine)	<b>55 min</b> sur <b>3j</b>	<b>30 min</b> en moyenne sur <b>2j</b> [25 min-45 min]
Organisation recherche périmés	<b>Inspection totale</b> de l'arsenal	<b>Recherche ciblée</b> des CS*
Retraitement des CS	<b>7j</b> avant la date de péremption	<b>3j</b> avant la date de péremption
Limites	1. Chronophage pour les IBO 2. Recherche peu efficiente	1. Mauvais rangement des CS (= raison principale perte de temps)

\* Aucune composition n'a été oubliée lors des vérifications mensuelles.

**CONCLUSION/DISCUSSION**



Le logiciel a permis de renforcer la sécurisation du circuit des périmés au BO.

En raison du mauvais rangement des CS, un travail de réorganisation de l'arsenal du BO avec un adressage dans OPTIM® a été initié.