

Connectique NRFIT - Retour d'expérience trois mois après sa mise en place en anesthésie péridurale

P.HARDY¹, C. MOULIN¹, E. GRANIER¹, M. GAUTIER¹

¹Service de pharmacie, Centre Hospitalier d'Arcachon, France

Mots clés : sécurisation, connectique NRFit, retour d'expérience

NRFit® Introduction – Objectif

La connectique NRFit a pour objectif de sécuriser l'abord neuraxial. Dans notre établissement de santé, elle a été mise en place en novembre 2021 pour l'anesthésie péridurale chirurgicale et obstétricale.

➡ L'objectif de ce travail est de présenter un retour d'expérience 3 mois après le changement de connectique.

Matériel et méthode

Où ? 4 services concernés par le déploiement NRFIT : 1. le bloc chirurgical 3. la surveillance continue
2. le bloc obstétrical 4. la pharmacie

Comment ? Avis recueillis par l'interne en pharmacie lors de réunions pluri professionnelles

Quand ? 1, 2, et 3 mois après la mise en place

Qui ? Les personnes interrogées : 1. médecins anesthésistes réanimateurs (MAR) 4. puéricultrices
2. infirmier anesthésiste diplômé d'état (IADE) 5. infirmiers diplômés d'état (IDE)
3. sages-femmes (SF) 6. pharmaciens

Résultats

Actes réalisés avec la connectique NRFit

- Bloc obstétrique : 165
- Bloc opératoire et surveillance continue : 12

- ✓ Aucun incident n'a été rapporté
 - ✓ 100% des interrogés sont satisfaits
- poursuite avec la connectique NRFit

Remarques et éléments à améliorer

MAR et IADE

- Couleur jaune sur le raccord inconstamment présente
→ **Meilleure identification "NRFit" sur certains DMS**
- Utilisation de DMS en satellite (et non en kit), et d'aiguilles de prélèvement, non nécessaires auparavant → **Perte de temps**

SF, puéricultrices et IDE

- L'intérêt du NRFit a suscité certaines interrogations

Pharmacie

- Une surveillance accrue des stocks est nécessaire
- Augmentation du nombre de références au livret



Discussion – Conclusion

- Pour renforcer l'identification de la connectique, des étiquettes jaunes avec la mention "NRFit" ont été ajoutées aux zones de stockage.
- Un kit de pose sur mesure en version NRFit est actuellement en cours de conception, son utilisation permettra de diminuer la perte de temps évoquée par les MAR. L'utilisation d'aiguilles de prélèvement est obligatoire en l'absence sur le marché de flacons de lidocaïne ayant un embout NRFit.
- Les SF, puéricultrices et IDE ont été informés du changement de connectique mais n'étaient pas présents au groupe de travail initial. En ce sens, des formations seront programmées.
- A la pharmacie, l'approvisionnement nécessite un suivi régulier en raison des faibles stocks chez les fournisseurs et des délais de livraisons longs. Cette logistique en flux tendu devrait disparaître avec le déploiement du NRFit.



FORMATION



La transition a été réalisée avec succès grâce à une communication efficace et un accompagnement de terrain régulier.