

QUAND UN ARRET DE COMMERCIALISATION AMELIORE LES PRATIQUES



N°56

Auteurs: C. MERLIN¹, W.DAVID¹, P.DRANCOURT¹, J.AUBERT¹, J.BOYER¹

¹Service pharmacie - Centre Hospitalier de Valenciennes



Mots clés: Formations, Bon usage, Sécurisation

Contact: merlin-c1@ch-valenciennes.fr




Introduction - Objectif

- ✓ Suite à l'arrêt de commercialisation de nos sondes d'aspiration gastrique double courant SALEM en PVC, des sondes d'aspiration gastrique double courant en PVC avec **connexion ENFIT** sont choisies en remplacement.
=> **impact clinique** avec changements de pratiques dont la possibilité d'administrer de la nutrition entérale via la sonde.
- ✓ Réaliser une **formation** auprès des utilisateurs dans un délai de **3 semaines** au vu des stocks restants de la référence en arrêt.



Matériel et méthodes



Résultats

Formation:

8 PPH habilités

forment


22 services ciblés soit **110 soignants** sur **15 jours**

Durée moyenne de la formation = **24 minutes**


Evaluation moyenne des connaissances:

	Avant formation	Après formation
Note moyenne (/10)	7	9,3

Progression + 32,9%



Enquête de satisfaction:



Acquisition des soignants:

- ✓ Ne pas boucher la voie d'aération
- ✓ Utiliser la valve anti-reflux
- ✓ Ne pas lubrifier avec de la paraffine
- ✓ Rinçage de la sonde

Points forts de la formation:

- ✓ Clarté des explications
- ✓ Rapidité
- ✓ Démonstration du matériel

Satisfaction:

- ✓ Soignants
- ✓ PPH

Discussion - Conclusion

- ✓ Changement de référence => mise en place rapidement d'une **formation de bon usage auprès des soignants**
- ✓ La formation a permis de révéler des **écarts de pratique** concernant notamment la **lubrification** de la sonde et le blocage de la **voie d'aération** par réalisation d'un nœud.
=> **sécurisation clinique** avec un rappel des bonnes pratiques et une mise à jour des connaissances des soignants et de la fiche de bon usage.
- ✓ L'**impact logistique** repose sur le référencement de la valve anti-reflux spécifique à la sonde de Salem et sa mise en dotation ainsi que de sachets de gel lubrifiant hydrosoluble.
- ✓ Une **réévaluation** sera effectuée à 6 mois en intégrant les données de **consommation des valves**.
- ✓ La **satisfaction des équipes** et l'**impact clinique** sont tels que ce type de formation va s'étendre à d'autres DM.