

# Mise en place d'un livret des dispositifs médicaux stériles (DMS) – abord parentéral

M. SIEGWART, A. GUILLOTEAU, C. LACOUR  
Service Pharmacie – Stérilisation, Centre Hospitalier Sainte Catherine Saverne  
Bon usage, Référencement, Evaluation

melina.siegwart@gmail.com

## Introduction

Impacte l'ensemble des professionnels de l'établissement, toutes spécialités confondues

Interrogation des services de soins auprès de la pharmacie : choix du DM, modalités d'approvisionnement (stock / hors stock, délais, gestion par pharmacie ou services économiques)

- ✓ Absence d'un vocabulaire normalisé pour les DM
- ✓ Dénominations différentes pour un même dispositif selon les fournisseurs

Compréhension compliquée

- ✓ Grand nombre de références de DM au CH
- ✓ Mises à jour du document les recensant n'ont pas été possibles depuis plusieurs années

- ✓ Complique la gestion des stocks
- ✓ Mauvaise visibilité aux utilisateurs des DM disponibles

## Objectifs

- ✓ Connaître les attentes des professionnels de santé impliqués dans le circuit des DM concernant le contenu et la présentation du livret des DM
- ✓ Imaginer cet outil, structurer sa construction, le mettre en place  
→ faciliter la communication ; sécurisation du circuit ; bon usage

## Matériel & Méthodes

- 1 Questionnaire d'attentes des professionnels de santé
- 2 Extraction des références disponibles au CH depuis le logiciel de gestion de stock C-Page + vérification de l'utilisation des produits
- 3 Fiches techniques des produits  
Fiches de bon usage d'Europarmat


Contenu du livret  
Présentation  
Fréquence d'utilisation estimée

Rédaction du chapitre de l'abord parentéral


## Résultats

### Questionnaire des attentes


#### Profil des participants




#### Format du livret




#### Répartition des participants par services



#### Fréquence estimée d'utilisation du livret



### Contenu du livret



### Mise en forme du livret

- ✓ Un chapitre par abord
- ✓ Mise en forme harmonisée avec plan défini

Exemple de la partie des aiguilles spinales à pointe crayon

b) Pointe Crayon



Pointe Crayon

#### Synonymes

Pencan  
Whitacre

#### Description - Indications

Pointe Crayon = extrémité pointue, similaire à un crayon, atraumatique  
→ **Rachianesthésies**

#### Mode d'utilisation + Précautions d'emploi

Choix de taille de l'aiguille fonction de la morphologie du patient et de l'expérience du médecin.

Précautions :

- Asepsie stricte
- Positionnement précis de l'aiguille (utilisation de l'imagerie) : aiguille généralement dirigée vers le bas et légèrement médialement, en direction de l'espace subarachnoïdien
- Manipulation vigilante de l'aiguille pour éviter les cassures et les déviations

Couleur	Code produit	Libellé du produit	Référence	Laboratoire	PUHT (€)	S / HS
	7004933	Aiguille spinale PENCAN 25G 0.53X88 MM + INTR	4502043-13	B BRAUN	3.264	S
	8004846	Aiguille spinale whitacre 25G 185 MM	5181.185	VYGON	15.97	HS
	8001258	AIG RACHI PENCAN PTE CRAYON 25G 120MM SS INTR	4502120-13	B BRAUN	5.05	HS

## Discussion - Conclusion

Un seul abord réalisé pour cibler les attentes des utilisateurs

Rédaction à poursuivre

- ✓ Information de bon usage
- ✓ Sécurisation du circuit des DM
- ✓ Cohérence du dialogue entre professionnels grâce aux synonymes répertoriés

- ✓ Aide pour les appels d'offres
- ✓ Fermeture de certaines fiches produits
- ✓ Outil pour répondre aux questions des services

Liens hypertexte pour accès aux fiches techniques des DM

+

Onglet de recherche par mots clés

Facilité + rapidité d'utilisation

Rationalisation des DM référencés  
Changements fréquents des marchés

Évolution des références disponibles

Mise à jour manuelle

Livret actualisé

- ✓ Adaptation des demandes selon les DM référencés
- ✓ Prise de conscience du prix des DM manipulés
- ✓ Information sur le mode de gestion de stock + connaissance du moyen de commande