


Norme ISO80369-6 :



Introduction :

- La norme NRFit décrite dans la norme ISO80369-6 vise à sécuriser les voies d'administration **neuraxiale** et **périneurale** en imposant une connectique spécifique distincte du LUER LOCK®.
- Nous avons opté pour une transition progressive précoce: une seule salle d'anesthésie de la maternité les autres. Le déploiement est en cours au bloc central.

Objectif du progressif :

➔ Moins de retours
➔ Moins de pertes


➔ Meilleure formation du personnel

- Ce travail présente un état des lieux des conséquences **économiques** et **pratiques** de la transition 3 mois après la fin de la transition.

Matériels et méthodes :


- Associer les références non NRFit® à leur équivalent NRFit®
- Extraire les livraisons aux services et les montants associés avant et pendant la transition
- Analyser les données et intégrer des retours de produits non NRFit®
- Diffuser un questionnaire en service afin de recueillir le ressenti des équipes médicales

Nombre de références par groupes de produits



Résultats :

Conséquences économiques :




Alternatives NRFit®

➔ **x 2,24**
plus chères que le non NRFit® en moyenne


	Cathéters	Diffuseurs	Produits non spécifiques	Aiguilles
Variation moyenne du prix	1.57	1.03	12.94	1.08

Conséquences pratiques :

- Références NRFit® **inutiles**: robinets 3 voies, prolongateurs, seringues 50ml
- Référence NRFit® **non acceptée** : aiguilles de rachianesthésie
➔ Geste unique, absence d'intérêt du NRFit®
- Nouvelle référence **utile** : Kit BloodPatch



Adaptateurs NRFit®/LUER® à maintenir pour des URGENCES



Discussions / Conclusion :

- Première mise en stock de produits NRFit® coûteuse (+ 40%)**
- Certaines références sont là en « secours » et ne seront pas recommandées avant longtemps
- Nécessité d'avoir deux mois de stock lors de nos premières commandes, plus le cas aujourd'hui
- Efficience d'une transition progressive**
- L'utilisation des produits non NRFit® au maximum garantie la minimisation des retours et des produits perdus
- Le déploiement salle à salle favorise la bonne formation du personnel sur le NRFit®
- Satisfaction des équipes médicales**
- Le personnel est satisfait de la transition et voit un intérêt dans l'application de la norme
- Limites de la norme NRFit®**
- Références non justifiées : surcoût inutile pouvant être évité mais induit la cohabitation de produits NRFit® et non NRFit®