N°180

PRE-DESINFECTION AU BLOC OPERATOIRE: EVALUATION DES NON-CONFORMITES



DELPORTE L.¹; ARNOULD C.¹; PRUVOT S.²; HOUBERT A.¹; REAL L.¹; LASCHINSKI B.¹

Institut de Pharmacie, CH d'Arras, Arras, France Bloc opératoire, CH Arras, Arras, France

Mots clés: Stérilisation, Audit, Qualité

METHODOLOGIE



CONTEXTE

Des erreurs à ce stade peuvent persister jusqu'à la stérilisation

La pré-désinfection est une étape pluriprofessionnelle



Evaluer la fréquence et la nature des non-conformités (NC) observées lors de la pré-désinfection au bloc

OBJECTIF



Audit réalisé sur 2 semaines au sein de notre stérilisation relais



Toutes les compositions du bloc opératoire (CO) ont été analysées par un AS et un externe en pharmacie



Les données recueillies comprenaient :

- Date
- ➤ Identification de la CO
- > Spécialité chirurgicale
- > L'équipe en salle
- > Recueil des non-conformités observées

850 CO analysées

340 interventions

45% Orthopédie-traumatologie 15% Chirurgie vasculaire 14% Chirurgie viscérale 10% Gynécologie

9,4 % de non-conformités

La proportion de NC par CO:

12% pour la chirurgie vasculaire 11% pour l'orthopédie-traumatologie 8% pour chirurgie viscérale 8% pour la gynécologie

Les principales NC observées étaient :

29%: présence d'instruments issus d'autres compositions ou instruments manquants à l'arrivé en stérilisation relais

13%: instruments non immergeables non désinfectés au préalable


11%: présence de dispositifs à usage unique dans la composition

10%: instruments revenus non démontés


Certaines compositions ont révélé des taux de NC plus élevés :

23% pour la composition coelioscopie base 16% pour les compositions contenant des moteurs





L'audit a permis d'identifier les non-conformités les plus fréquentes ainsi que de cibler les services et les compositions les plus impactés



Nécessité de renforcer l'organisation, la vigilance et la formation des équipes Exemple: L'oubli du démontage et de désinfection des DMR non immergeables



Ainsi, une formation de simulation a été crée à partir de cet audit Tous les IBODE ont été reformés Les résultats de l'audit leurs ont été présenté lors du débriefing de cette séance



Ces formations ont permis de recréer du lien entre notre stérilisation relais et le bloc en reprenant les rôles et les contraintes de chacun



Un nouvel audit sera réalisé en septembre, selon la même méthodologie, afin d'évaluer l'impact de cette formation