

Contact:
camille.lopes.etu@univ-lille.fr

C.Lopes (1), C.Martelet (1), O.Wolber (1), L.Combe (1)

(1) PUI, Service Dispositifs médicaux - Stérilisation, CH Lens

Mots clés: stomathérapie, bon usage, formation

Contexte

 10 000 patients vivant avec une stomie en France

Prise en charge en stomathérapie → compétences spécifiques et soins adaptés

Dans les services de soins, le **bon usage des poches de stomie** = **préoccupation essentielle** pour optimiser la prise en charge infirmière

Objectif

Fournir un **document informatif, clair et accessible** sur le bon usage des poches de stomie, leurs spécificités et les étapes de pose → répondre aux **demandes des soignants et harmoniser les pratiques.**

Matériels et méthodes

 Réunions pluridisciplinaires avec:

- Un infirmier stomathérapeute
- Des IDE de plusieurs services
- Un pharmacien

Résultats

Affiche à 3 volets :

- **Volet 1:** classement de poches de stomie référencées par type (iléostomie, ...) + fréquences de changement

PHARMACIE DMS Note d'information					POCHES DE STOMIES AU CHL	Avril 2025
Type de Stomie	Entérostomie		Iléostomie	Ureterostomies		
Colon gauche: selles moulées	Selles pâteuses à liquides		Selles liquides et corrosives			
Type de dispositif	Système 1 pièce découpable Poche vidable ou fermée	Système 2 pièces Poche vidable	Système 2 pièces	Système 2 pièces		
Fréquence de changement	1 à 2 / j	Poche: tous les jours Support: tous les 2-3 jours	Poche: tous les jours Support: tous les 2-3 jours	Poche: tous les jours Support: tous les 2-3 jours	Poche tous les jours Support: tous les 2-3 jours	
Libellé PHARMA	POCHE ENTEROSTOMIE OUVERTE A DECOUPER	ENTEROSTOMIE 2 PCS POCHE ENTEROSTOMIE 2 PCS SUPPORT	ILEOSTOMIE 2 PCS POCHE ILEOSTOMIE 2 PCS SUPPORT	ILEOSTOMIE POCHE COLLECTRICE HT DEBIT	URETEROSTOMIE 2 PCS POCHE 50MM URETEROSTOMIE 2 PCS SUPPORT 50MM	
Fournisseur	COLOPLAST	CONVATEC/ COLOPLAST	BRUNN B	COLOPLAST		
Tailles disponibles	10 à 55 mm	57 mm / 70 mm Pédiatrique D17 / Pédiatrique D27	80 mm	50 mm		
Référence	104581	Poches: 423384 / 423385 / 146910 / 146920 Support: 421040 / 421041 / 143070 / 143080	Poche: 62680FR Support: 62080FR Poche collectrice: 039900C	Poche: 122981 Support: 105610		
Illustration						

PHARMACIE DMS Note d'information					LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE AU SOIN DE STOMIE	Avril 2025
<i>Rassembler le matériel avant d'effectuer un soin de stomie:</i>						
<ul style="list-style-type: none"> • Protection pour le lit • Solution antiseptique pour les mains • Gants non stériles • Cuvette, eau tiède • Appareillage adapté (système 2 pièces/ poche 1 pièce) • Pâte protectrice • Ciseaux, modèle de découpe • Gants de toilette à usage unique, compresses non stériles • Ceintures de fixation selon le type d'appareillage et si nécessaire • Sac à déchets 						
<p><i>Vérifier l'intégrité et les dates de péremption des produits utilisés</i></p> 						

PHARMACIE DMS Note d'information					BON USAGE DES POCHES DE STOMIE	Avril 2025
Iléostomie: A distance des repas/ à jeun			Préparation du soin			Urétérostomie/ Colostomie: A tout moment
Education du patient/ Le faire participer <ul style="list-style-type: none"> • Iléostomie: A distance des repas/ à jeun • Urétérostomie/ Colostomie: A tout moment 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation du matériel 2. Installation du patient 			
			<p>Hygiène des mains</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vider la poche 2. Retirer le matériel délicatement 3. Regarder l'envers du socle pour détecter des anomalies et si besoin réajuster l'appareillage ou la fréquence de changement. 4. Jeter l'appareillage 			
			<p>Toilette du patient</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer la stoma et la peau à l'aide de compresses humides 2. Sécher soigneusement la peau par tamponnement de compresses 			<p>Eviter l'utilisation de savon. Si nécessaire, utiliser le savon doux et rincer abondamment !</p>
			<p>Préparation de la pose</p> <p>Si dermite exsudative: retirer l'excédent après temps de séchage avec une compresse sèche</p>			
<p>Obligatoirement faire un point d'étanchéité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iléostomie: mettre de la pâte protectrice avant ET après la pose du socle • Urétérostomie/ Colostomie: 1 seule application est suffisante 			<p>Poser de l'appareillage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesurer la stoma 2. Découper le protecteur 3. Poser l'appareillage 			
<p>Lors de l'application de la pâte, il est important de la faire sécher avant l'application du socle/ poche</p>			<p>Tracer dans le dossier patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les références du matériel utilisé (support/poche) - les anomalies rencontrées 			
<p>Le patient ne doit pas être mobilisé dans les 10-15 min après le soin</p>						

Conclusion

Diffusion dans tous les services de soins et mise à disposition des équipes soignantes.

Evaluation par un questionnaire de satisfaction mise en place → adapter le support en fonction des retours des soignants et garantir une meilleure appropriation des informations.