

Sophie TREDEZ
Hélène CHAYÉ
Laurie BOCCANFUSO
Emilie REISZ
Dorothée MERCIER
Dominique THIVEAUD

Unité Achat-Approvisionnement-Gestion
des Dispositifs Médicaux
Service Pharmacie
CHU de Toulouse
293 chemin de Tucaut
31 059 CUGNAUX

Introduction

La composition de la Boîte d'Intubation Difficile (BID) adulte initialement définie en 1995 a été revue en septembre 2011 lors du Comité de Spécialité Anesthésie-Réanimation, sous-commission de la COMEDIMS. Un audit a été réalisé dans les services disposant d'une BID adulte afin d'évaluer leur contenu qualitatif et quantitatif.

Le mode de gestion était jusqu'à présent complexe et différent selon les produits. L'objectif est de procéder à l'amélioration du circuit des DM concernés, dans un souci de simplification et d'homogénéisation.

Matériel & Méthode


Une fiche de recueil a été créée et complétée en binôme (un IADE ou cadre IADE et un membre de la pharmacie) entre janvier et avril 2012 afin de recenser les conditions de stockage, la documentation présente, le contenu quantitatif et qualitatif. L'audit a été mené sur les 3 sites du CHU, 16 cadres IADEs ont été sollicités.

Certains DM sont gérés en stock, d'autres en hors-stock, d'autres encore stockés dans les bureaux des cadres.

Résultats

25 services et blocs disposent d'une BID adulte, tous ont pu être rencontrés mis à part le SMUR. Toutes les boîtes sont accessibles et de localisation connue (le plus souvent dans la réserve de matériel). La localisation des 2 boîtes et du fibroscope les plus proches est indiquée.

La fréquence de vérification et d'utilisation varie selon les services (1 fois par semaine, 1 fois par mois ou aux péremptions). Aucune boîte n'est strictement identique à la composition définie en septembre 2011. Les quantités théoriques sont respectées dans 6 boîtes, 14 boîtes sont complètes, 18 contiennent des références supplémentaires, 6 contiennent des périmés.



COMPOSITION BOITE INTUBATION DIFFICILE ADULTE									
Code Magist	Composition	Référence	Label	Quantité	révisé en	péri.	péri.	péri.	péri.
88805	Airtraq 1.6 7.5	DVCA021	Viggo	1					
88810	Fastrach masque LMA (32) 0/3	1530	Selac	1					
88812	Fastrach masque LMA (32) 0/4	1540	Selac	1					
88817	Fastrach masque LMA (32) 0/5	1550	Selac	1					
88819	Fastrach sonde (32) pour masque 0/3	6070	Selac	1					
88820	Fastrach sonde (32) pour masque 0/4	6075	Selac	2					
88821	Fastrach sonde (32) pour masque 0/5	100.210.070	Selac	1					
88822	Fastrach sonde (32) pour masque 0/6	100.210.080	Selac	1					
88823	Fastrach sonde (32) pour masque 0/7	100.210.090	Selac	1					
88824	Fastrach sonde (32) pour masque 0/8	100.210.100	Selac	1					
88825	Fastrach sonde (32) pour masque 0/9	100.210.110	Selac	1					
88826	Fastrach sonde (32) pour masque 0/10	100.210.120	Selac	1					
88827	Fastrach sonde (32) pour masque 0/11	100.210.130	Selac	1					
88828	Fastrach sonde (32) pour masque 0/12	100.210.140	Selac	1					
88829	Fastrach sonde (32) pour masque 0/13	100.210.150	Selac	1					
88830	Fastrach sonde (32) pour masque 0/14	100.210.160	Selac	1					
88831	Fastrach sonde (32) pour masque 0/15	100.210.170	Selac	1					
88832	Fastrach sonde (32) pour masque 0/16	100.210.180	Selac	1					
88833	Fastrach sonde (32) pour masque 0/17	100.210.190	Selac	1					
88834	Fastrach sonde (32) pour masque 0/18	100.210.200	Selac	1					
88835	Fastrach sonde (32) pour masque 0/19	100.210.210	Selac	1					
88836	Fastrach sonde (32) pour masque 0/20	100.210.220	Selac	1					
88837	Fastrach sonde (32) pour masque 0/21	100.210.230	Selac	1					
88838	Fastrach sonde (32) pour masque 0/22	100.210.240	Selac	1					
88839	Fastrach sonde (32) pour masque 0/23	100.210.250	Selac	1					
88840	Fastrach sonde (32) pour masque 0/24	100.210.260	Selac	1					
88841	Fastrach sonde (32) pour masque 0/25	100.210.270	Selac	1					
88842	Fastrach sonde (32) pour masque 0/26	100.210.280	Selac	1					
88843	Fastrach sonde (32) pour masque 0/27	100.210.290	Selac	1					
88844	Fastrach sonde (32) pour masque 0/28	100.210.300	Selac	1					
88845	Fastrach sonde (32) pour masque 0/29	100.210.310	Selac	1					
88846	Fastrach sonde (32) pour masque 0/30	100.210.320	Selac	1					
88847	Fastrach sonde (32) pour masque 0/31	100.210.330	Selac	1					
88848	Fastrach sonde (32) pour masque 0/32	100.210.340	Selac	1					
88849	Fastrach sonde (32) pour masque 0/33	100.210.350	Selac	1					
88850	Fastrach sonde (32) pour masque 0/34	100.210.360	Selac	1					
88851	Fastrach sonde (32) pour masque 0/35	100.210.370	Selac	1					
88852	Fastrach sonde (32) pour masque 0/36	100.210.380	Selac	1					
88853	Fastrach sonde (32) pour masque 0/37	100.210.390	Selac	1					
88854	Fastrach sonde (32) pour masque 0/38	100.210.400	Selac	1					
88855	Fastrach sonde (32) pour masque 0/39	100.210.410	Selac	1					
88856	Fastrach sonde (32) pour masque 0/40	100.210.420	Selac	1					
88857	Fastrach sonde (32) pour masque 0/41	100.210.430	Selac	1					
88858	Fastrach sonde (32) pour masque 0/42	100.210.440	Selac	1					
88859	Fastrach sonde (32) pour masque 0/43	100.210.450	Selac	1					
88860	Fastrach sonde (32) pour masque 0/44	100.210.460	Selac	1					
88861	Fastrach sonde (32) pour masque 0/45	100.210.470	Selac	1					
88862	Fastrach sonde (32) pour masque 0/46	100.210.480	Selac	1					
88863	Fastrach sonde (32) pour masque 0/47	100.210.490	Selac	1					
88864	Fastrach sonde (32) pour masque 0/48	100.210.500	Selac	1					
88865	Fastrach sonde (32) pour masque 0/49	100.210.510	Selac	1					
88866	Fastrach sonde (32) pour masque 0/50	100.210.520	Selac	1					
88867	Fastrach sonde (32) pour masque 0/51	100.210.530	Selac	1					
88868	Fastrach sonde (32) pour masque 0/52	100.210.540	Selac	1					
88869	Fastrach sonde (32) pour masque 0/53	100.210.550	Selac	1					
88870	Fastrach sonde (32) pour masque 0/54	100.210.560	Selac	1					
88871	Fastrach sonde (32) pour masque 0/55	100.210.570	Selac	1					
88872	Fastrach sonde (32) pour masque 0/56	100.210.580	Selac	1					
88873	Fastrach sonde (32) pour masque 0/57	100.210.590	Selac	1					
88874	Fastrach sonde (32) pour masque 0/58	100.210.600	Selac	1					
88875	Fastrach sonde (32) pour masque 0/59	100.210.610	Selac	1					
88876	Fastrach sonde (32) pour masque 0/60	100.210.620	Selac	1					
88877	Fastrach sonde (32) pour masque 0/61	100.210.630	Selac	1					
88878	Fastrach sonde (32) pour masque 0/62	100.210.640	Selac	1					
88879	Fastrach sonde (32) pour masque 0/63	100.210.650	Selac	1					
88880	Fastrach sonde (32) pour masque 0/64	100.210.660	Selac	1					
88881	Fastrach sonde (32) pour masque 0/65	100.210.670	Selac	1					
88882	Fastrach sonde (32) pour masque 0/66	100.210.680	Selac	1					
88883	Fastrach sonde (32) pour masque 0/67	100.210.690	Selac	1					
88884	Fastrach sonde (32) pour masque 0/68	100.210.700	Selac	1					
88885	Fastrach sonde (32) pour masque 0/69	100.210.710	Selac	1					
88886	Fastrach sonde (32) pour masque 0/70	100.210.720	Selac	1					
88887	Fastrach sonde (32) pour masque 0/71	100.210.730	Selac	1					
88888	Fastrach sonde (32) pour masque 0/72	100.210.740	Selac	1					
88889	Fastrach sonde (32) pour masque 0/73	100.210.750	Selac	1					
88890	Fastrach sonde (32) pour masque 0/74	100.210.760	Selac	1					
88891	Fastrach sonde (32) pour masque 0/75	100.210.770	Selac	1					
88892	Fastrach sonde (32) pour masque 0/76	100.210.780	Selac	1					
88893	Fastrach sonde (32) pour masque 0/77	100.210.790	Selac	1					
88894	Fastrach sonde (32) pour masque 0/78	100.210.800	Selac	1					
88895	Fastrach sonde (32) pour masque 0/79	100.210.810	Selac	1					
88896	Fastrach sonde (32) pour masque 0/80	100.210.820	Selac	1					
88897	Fastrach sonde (32) pour masque 0/81	100.210.830	Selac	1					
88898	Fastrach sonde (32) pour masque 0/82	100.210.840	Selac	1					
88899	Fastrach sonde (32) pour masque 0/83	100.210.850	Selac	1					
88900	Fastrach sonde (32) pour masque 0/84	100.210.860	Selac	1					
88901	Fastrach sonde (32) pour masque 0/85	100.210.870	Selac	1					
88902	Fastrach sonde (32) pour masque 0/86	100.210.880	Selac	1					
88903	Fastrach sonde (32) pour masque 0/87	100.210.890	Selac	1					
88904	Fastrach sonde (32) pour masque 0/88	100.210.900	Selac	1					
88905	Fastrach sonde (32) pour masque 0/89	100.210.910	Selac	1					
88906	Fastrach sonde (32) pour masque 0/90	100.210.920	Selac	1					
88907	Fastrach sonde (32) pour masque 0/91	100.210.930	Selac	1					
88908	Fastrach sonde (32) pour masque 0/92	100.210.940	Selac	1					
88909	Fastrach sonde (32) pour masque 0/93	100.210.950	Selac	1					
88910	Fastrach sonde (32) pour masque 0/94	100.210.960	Selac	1					
88911	Fastrach sonde (32) pour masque 0/95	100.210.970	Selac	1					
88912	Fastrach sonde (32) pour masque 0/96	100.210.980	Selac	1					
88913	Fastrach sonde (32) pour masque 0/97	100.210.990	Selac	1					
88914	Fastrach sonde (32) pour masque 0/98	100.211.000	Selac	1					
88915	Fastrach sonde (32) pour masque 0/99	100.211.010	Selac	1					
88916	Fastrach sonde (32) pour masque 0/100	100.211.020	Selac	1					

Evaluation des trousses d'intubation difficile						
UF	intubateur	date de la visite				
TROUSSE						
conditions de stockage adaptées		oui	non			
localisation connue/indiquée dans le service		oui	non			
localisation d'autres trousses proches indiquée		oui	non			
accessible		oui	non			
présence du scoli		oui	non			
DOCUMENTATION						
fiche d'identification de la boîte d'intubation difficile		oui	non			
fiche de composition		oui	non			
logigramme d'entretien		oui	non			
COMPOSITION DE LA TROUSSE						
fréquence de vérification		responsable	oui	non		
quantité théorique respectée			oui	non		
ajout de références par le service			oui	non		
présence de périmés			oui	non		
conditions de stockage optimales pour le matériel			oui	non		
complète			oui	non		
composition:						
	boite	gla	DLU	remarque		
1404	LMFA Fastrach 0/3	SEBAC	1			
1405	LMFA Fastrach 0/4	SEBAC	1			
1406	LMFA Fastrach 0/5	SEBAC	1			
1407	LMFA Fastrach 0/6	SEBAC	1			
1408	Casque nasopharyngé 0/7	SMITHS	1			
1409	Casque nasopharyngé 0/8	SMITHS	1			
1410	Canule flexible 0/4					à évaluer
1411	guide échouager 7 mm	COOK	1			pas au SAMU
1412	canule orotracheale 16 mm	COOK	1			
1413	scatulation rigide					démodé d'essai = 0
1414	verging 60 ml, embout 0/7	BERNALI	1			à évaluer
1415	masque choche 150 mm	COSEPA	1			
1416	masquin dentaire difficile adulte	COOK	1			
1417	pièce de rechange					
1418	kit de pré ventilation « KIT de					
1419	Réussite	1				avant d'opérer, dilater extérieurement, CVH
la composition du matériel contenu dans la boîte						
problèmes rencontrés						
recensement						