PREVENTION DE LA THROMBOSE VEINEUSE EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE :



OU EN SOMMES-NOUS? 1, F.Chaumel ², J.Dos-Reis ¹, JF.Wosdecki ², T.Cohen ¹

L,Aitbouchrim ¹, F.Chaumel ², J.Dos-Reis ¹, JF.Wosdecki ²,T.Cohen ¹ ¹Service pharmacie, ²Service orthopédique CH Villeneuve Saint Georges

Poster n°137

Introduction, Objectif

Une thrombose veineuse peut survenir dans le cadre d'une affection médicale, d'une grossesse, d'une intervention chirurgicale ou d'une immobilisation prolongée. A partir des recommandations HAS de 2010, et suite aux mesures prises après un premier audit, nous souhaitions ré-évaluer les pratiques professionnelles sur le bon usage des mi-bas de contention en chirurgie orthopédique.

Matériel, Méthode

Une grille d'audit, créée par le groupe escarre/pharmacie, a été utilisée pour le 1er et 2nd audit, réalisés un jour donné. Le second audit a été effectué à 6 mois d'intervalle.

Résultats

Délai de 6 mois

Premier AUDIT

INDICATION DE PORT DE MI-BAS

22/25 patients

PRESCRIPTION DE MI-BAS

8/25 patients

PORT DE MI-BAS AU PATIENT

3/25 patients

(bas du patient prescrit en consultation)

Deuxième AUDIT

INDICATION DE PORT DE MI-BAS

24/24 patients

PRESCRIPTION DE MI-BAS

→ 17/24 patients

PORT DE MI-BAS AU PATIENT

→ 16/24 patients

Discussion

- Une large prescription des mi-bas est faite par les chirurgiens du fait d'une formation sur les indications des différents dispositifs des compressions veineuses.
- La prise en charge des patients dans la prévention de la thrombose veineuse a été amélioré par une formation à la technique de poses des mi-bas aux IDE.
- De plus, l'accès au mi-bas a été facilité par la mise en place d'une dotation de mibas par la pharmacie.

Conclusion

- Les mesures correctives mises en place par le groupe escarre et l'équipe de la pharmacie ont amélioré la qualité de la prise en charge du patient dans la prévention de la thrombose veineuse du service de chirurgie orthopédique.
- Les résultats du second audit montre l'importance de l'implication de chaque acteur de santé pour améliorer le bon usage des mi-bas de contention.



