

S. Tredez, C. Bureau, A. Bouquet, E. Penet, N. Cerbelaud, M. Famin  
Pharmacie à Usage Intérieur, Centre Hospitalier de Guéret, 39 avenue de la Sénatorerie, 23 000 Guéret

## Introduction - Objectifs

Les services de soins utilisent quotidiennement des Dispositifs Médicaux Restérilisable (DMR), sans toujours en connaître la désignation. Des erreurs d'identification des compositions lors du retour au service de stérilisation apparaissent.


La création de catalogues personnalisés pour chaque service permettra d'apporter une aide aux agents manipulant les DMR dans les services de soins.

## Matériel & Méthode

Chaque service de soins dispose actuellement d'une dotation propre de DMR (plateaux et sachets unitaires) accompagnée d'une liste type de renouvellement éditée depuis le logiciel Sterigest®, appelée fiche de liaison.

Sur un modèle identique aux fiches de compositions déjà disponibles au bloc opératoire, des catalogues adaptés aux besoins des soignants des services de soins ont été créés pour chaque spécialité en complément.


Le contenu et le format de présentation ont été testés par un service de soins, avant généralisation à l'ensemble de l'établissement.



Exemple de fiche de liaison

## Résultats

- ✗ Création de 35 classeurs: 1 par spécialité, certains services regroupent plusieurs spécialités
- ✗ 570 fiches de composition constituent les classeurs, dont 380 différentes
- ✗ Octobre 2014: distribution en réunion de cadres, avec courrier explicatif



## Discussion - Conclusion

La diffusion du support a permis d'améliorer les échanges entre les services de soins et la stérilisation. La nomination récente des agents de stérilisation en tant que référents pour les services de soins sera l'occasion de réaliser une enquête auprès des soignants sur l'utilisation de l'outil et l'identification du matériel.

Ce nouveau support est actualisé en fonction des besoins, et à chaque changement de dotation : ajout ou retrait de fiches de composition, mise à jour de la fiche de liaison. Le modèle de fiche a également été utilisé lors de la remise à jours des classeurs dans le service de stérilisation, afin d'homogénéiser les supports.

Les erreurs d'identification n'ont pas été comptabilisées avant la distribution du support, mais il apparaît que celles-ci semblent diminuer au cours du temps. Une quantification est en cours.