


Thème «BON USAGE» : Contrat de bon usage

INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Le bloc vasculaire fait de nombreuses demandes de prêts d'endoprothèses vasculaires car nos locaux ne permettent pas la mise en dépôt de tous les dispositifs médicaux stériles (DMS) nécessaires.

La chaîne logistique d'une demande de prêt d'endoprothèses pour la chirurgie vasculaire est chronophage et non sécuritaire



→ Un axe d'amélioration est donc nécessaire

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- Recensement des gammes d'endoprothèses vasculaires concernées par analyse des prêts sur un an
- Création de supports de prescription par gamme à l'aide des fiches techniques
- Présentation et validation du livret regroupant ces supports aux chirurgiens et cadre du bloc vasculaire

RÉSULTATS

Le livret regroupe
4 supports de prescription :

Stent couvert :

- FLUENCY® (BARD)
- ADVANTA®V12 (MAQUET)
- LIFESTREAM® (BARD)

Stent non couvert :

- E.LUMINEXX® (BARD)

Informations sur
l'intervention

Taille du porteur

EXEMPLE : GAMME FLUENCY®

Diamètre du stent

Longueur du stent

Référence fournisseur


Case à remplir avec la
quantité nécessaire

Support de prescription Bloc vasculaire 3444 version du 20/10/2016
Rédaction: Pascaline GUYOT

Médecin : Signature: date intervention: Patient:		SUPPORT DE PRESCRIPTION STENT VASCULAIRE COUVERT FLUENCY® (BARD)			
		porteur court 80cm		porteur long 117cm	
diamètre stent (mm)	longueur du stent (mm)	Référence	Quantité	Référence	Quantité
diamètre 6	40	FVM06040		FLV06040	
	60	FVM06060		FVL06060	
	80	FVM06080		FVL06080	
	100	FVM06100		FVL06100	
diamètre 7	40	FVM07040		FVL07040	
	60	FVM07060		FVL07060	
	80	FVM07080		FVL07080	
	100	FVM07100		FVL07100	
diamètre 8	40	FVM08040		FVL08040	
	60	FVM08060		FVL08060	
	80	FVM08080		FVL08080	
	100	FVM08100		FVL08100	
diamètre 9	40	FVM09040		FVL09040	
	60	FVM09060		FVL09060	
	80	FVM09080		FVL09080	
	100	FVM09100		FVL09100	
diamètre 10	40	FVM10040		FVL10040	
	60	FVM10060		FVL10060	
	80	FVM10080		FVL10080	
	100	FVM10100		FVL10100	
diamètre 12	40	FVM12040		FVL12040	
	60	FVM12060		FVL12060	
	80	FVM12080		FVL12080	
	100	FVM12100		FVL12100	
diamètre 13,5	40	FVM14040		FVL14040	
	60	FVM14060		FVL14060	
	80	FVM14080		FVL14080	
	100	FVM14100		FVL14100	
		FVM14120		FVL14120	

à joindre à la demande de prêt

Nouvelle
chaîne
logistique



DISCUSSION

Les chirurgiens ont approuvé cette aide à la prescription, contenant toutes les références. Ils n'ont plus qu'à mentionner les quantités nécessaires → **gain de temps et sécurisation car absence de retranscription**

Ces prêts sont maintenant gérés par les préparatrices de la pharmacie DMS sans intervention du pharmacien. Les références étant explicitement notées, le contrôle de la livraison en est facilité et le bloc est informé plus rapidement d'un problème de livraison → **gain de temps et gain qualité**

CONCLUSION

Ce livret a facilité les demandes de prêts pour le bloc ainsi que leur prise en charge au niveau de la pharmacie. Nous allons étendre ce type de supports aux endoprothèses sur mesure et envisager de déployer ce type de livret à d'autres spécialités.