

MISE EN PLACE D'UN LIVRET DES DISPOSITIFS MEDICAUX SELON LA CLASSIFICATION CLADIMED

H. Vanoverberghe, M. Robin, D. Letellier, MC. Heindl
Centre Hospitalier de Charleville-Mézières

Introduction

Devant l'abondance et la diversité des Dispositifs Médicaux Stériles (DMS) disponibles sur le marché et afin de proposer aux services de soins un outil lisible et pratique, il a été décidé dans notre établissement d'utiliser la classification CLADIMED pour rédiger le livret des DMS.

Extrait de la classification CLADIMED

A50	TRACTUS DIGESTIF ALIMENTATION ENTERALE	
A50A	SERINGUE ORALE	
A50AA	SERINGUES A GAVAGE	
A50AA01	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE, 5ML, COULEUR AMBRÉE
A50AA01	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE, 2ML, COULEUR AMBRÉE
A50AA01	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE, 10ML, COULEUR AMBRÉE
A50AA01	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE	SERINGUE ORALE, EMBOUT CYLINDRIQUE, 20ML, COULEUR AMBRÉE

Les codes CLADIMED sont sous la forme LCCLLCC où L=1 lettre et C= 1 chiffre

Le premier niveau se base sur une lettre pour le code du groupe anatomique

- A TRACTUS DIGESTIF ET METABOLISME
- B SANG CIRCULATION SANGUINE
- C SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
- E HYGIENE PROTECTION
- F SOINS
- G SYSTEME UROGENITAL
- K PRELEVEMENT INJECTION EXPLORATION
- M SYSTEME MUSCULAIRE ET SQUELETTE
- N SYSTEME NERVEUX
- R SYSTEME RESPIRATOIRE
- S ORGANES SENSORIELS
- V DIVERS

Comment savoir ce qu'il y a en stock à la pharmacie ?

Dans la partie "classification Cladimed", vous pouvez obtenir le code Cladimed du dispositif que vous recherchez.

B50 TRAITEMENT DU SANG

B50D - TRANSFUSION

Un transfuseur est destiné à l'administration de produits sanguins labiles (sang, plasma)

B50DC01 - NECESSAIRE POUR TRANSFUSION



B50E - HEMOFILTRATION

B50EB - FILTRE POUR HEMOFILTRATION

B52 - PREVENTION

B52BB - FILTRE VEINE CAVE



B52Z - AUTRES

Ensuite, la partie "index Cladimed" présente les dispositifs dont la pharmacie dispose pour cette référence.

A60AA02	seringue à insuline 3 pièces	SERINGUE A INSULINE OMNICAN 50 AS 12	REF. 9151125	0,06000	BRAUN MEDICAL
A60AA02	seringue à insuline 3 pièces	SERINGUE A INSULINE OMNICAN 50 AS 8	REF. 9151117	0,06800	BRAUN MEDICAL
A60AC01	dispositif pour mesure de la glycémie	CAPTEUR SOUS CUTANE POUR GLYCEMIE SENSOR	REF. MMT-7002C	51,15000	MEDTRONIC France
A60AC02	dispositif pour mesure de	CATHETER AC TENDERLINK I 1780	REF. 04541669	6,50000	ROCHE DIAGNOSTICS
B50DC01	nécessaire pour transfusion standard gravité	TRANSFUSEUR MARQUE TRANSFULINE	REF. TRAM	0,40000	DIDACTIC
B50EB	filtre d'hémofiltration	MICROFILTRE A SANG	REF. SQ40SE	8,90000	PALL MEDICAL
B50Z	divers, traitement du sang stérile	POCHE POUR PHLEBOTOMIE STERILE AVEC AIGUILLE DE	REF. 06051404	4,70000	HOLTEC
B52BB	filtre veine cave	FILTRE A VEINE CAVE + KIT BRACHIAL		658,93000	ALN IMPLANTS
B52BB	filtre veine cave	FILTRE A VEINE CAVE + KIT FEMORAL FF		658,93000	ALN IMPLANTS
B52BB	filtre veine cave	FILTRE A VEINE CAVE + KIT JUGULAIRE FJ 120096		658,93000	ALN IMPLANTS

Dans la partie "index alphabétique", vous pouvez aussi rechercher par ordre alphabétique les dispositifs référencés.

Nécessaire pour perfusion, précision, gravité	BURETTE SET DOS 150 STERILE	REF. 59.4009	4,30000	CODAN	C54HB03
nécessaire pour perfusion, produit photosensible, gravité	PERFUSEUR V86 L LL FS STERILE OPAQUE SANS DEHP	REF. 43.5074	0,56000	CODAN	C54HAD1
nécessaire pour transfusion standard gravité	TRANSFUSEUR MARQUE TRANSFULINE	REF. TRAM	0,40000	DIDACTIC	B50DC01
nécessaire pour anesthésie loco régionale	MINITROUSSE PERIDURALE N°1 TR 180	REF. 100391118	7,77000	SMITHS	N50AE01
obturateur mâle	OBTURATEURS POUR CATHETER BD INSYTE	TTES REFS	0,00000	BD	C54HAD03
obturateur mâle	OBTURATEURS POUR CATHETER BD INSYTE	TTES REFS	0,00000	BD	C54HAD03
obturateur male/femelle luer	BOUCHON OBTURATEUR LUER LOCK AVEC SITE EN POLYISOPRENE	REF. OBTMYB50	0,03900	DIDACTIC	C54HAD04

Avantages

- Mise à jour du livret plus rapide
- Uniformisation de la classification des DMS

Inconvénients

- Attribution initiale du code CLADIMED à chaque DMS chronophage

Conclusion

La généralisation de CLADIMED permettrait la cohérence du dialogue entre fournisseurs, éditeurs de logiciels et pharmaciens hospitaliers