


P. SOBOTKA¹, A. JOSEPHSON¹, A. VIDART², H. BOTTO², B. BONAN¹

¹Service pharmacie, ² Service urologie, Hôpital Foch, 40 rue Worth, 92150 Suresnes

INTRODUCTION / OBJECTIF

Le système de neuromodulation des racines sacrées S3 Interstim® (laboratoire Medtronic) est un dispositif médical implantable (DMI) permettant de lutter contre les troubles urinaires réfractaires (après échec de la rééducation et/ou des traitements anticholinergiques). La pose s'effectue en 2 temps: implantation de l'électrode reliée à un stimulateur externe puis en fonction des résultats d'une phase de test, retrait de l'électrode ou implantation du neuromodulateur.

Le circuit de ce DMI est complexe car il nécessite une coordination étroite entre la pharmacie, le service d'urologie et le bloc opératoire.



MATERIEL ET METHODE

- 1- Recherche bibliographique sur le bon usage de l'Interstim® et ses modalités de remboursement.
- 2- Concertation avec les services impliqués (pharmacie, urologie et bloc opératoire) sur le circuit à adopter.
- 3- Élaboration du protocole par l'interne en pharmacie.
- 4- Validation du protocole par les services impliqués.

Mise en place d'un protocole afin de préciser les modalités d'approvisionnement et de traçabilité de ce DMI.

RESULTATS / DISCUSSION

CIRCUIT D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRACABILITE DU SYSTEME DE NEUROMODULATION DES RACINES SACREES INTERSTIM II® (MEDTRONIC)

Ce protocole ne tient pas de lieu de bon de commande mais permet de préciser les étapes de l'approvisionnement et de la traçabilité de l'Interstim.

Acteurs

Dr Adrien V., urologue : 01 46 25 xx xx
 Anne J., pharmacien responsable dispositifs médicaux (DM) : 01 46 25 xx xx
 Nidia L., technicien achats pharmacie : 01 46 25 xx xx
 Pascale T., responsable approvisionnements bloc opératoire : 01 46 25 xx xx
 Line S., surveillante bloc opératoire : 01 46 25 xx xx
 Laurent J., commercial laboratoire Medtronic : 06 89 71 xx xx



Chronologie	Action	Lieu
-------------	--------	------

J-15	Décision d'implantation de l'électrode test	
	Avertissement: - du bloc opératoire - de la pharmacie (secteur DM)	
	Commande et réception de l'électrode test	Pharmacie (secteur DM)

J0	Implantation de l'électrode test Fiche de traçabilité de l'électrode test à remplir	
----	--	--

J4	Resultat du test	
	Négatif	Positif

J7	Retrait de l'électrode test Fiche de traçabilité de l'électrode test à compléter	Implantation du neuromodulateur en depot Fiche de traçabilité de l'électrode test à compléter + fiche de traçabilité du neuromodulateur à remplir
----	---	--

J8	Pas de facturation Archivage de la fiche de traçabilité	Traçabilité financière et facturation d'un système complet Archivage des 2 fiches de traçabilité
----	--	---


Code LPPR	Désignation	Tarif en sus du GHS
3490594	Système complet (électrode test permanente + neuromodulateur)	7439 €
3461322	Renouvellement (changement du neuromodulateur)	5385 €

Renouvellement du neuromodulateur en depot	Pharmacie (secteur DM)
--	------------------------




Seul le système complet est remboursé!
 Si l'électrode est retirée après un test négatif, elle n'est pas facturée par le fournisseur.

Électrode test reliée à un stimulateur externe.



Neuromodulateur implanté et raccordé à l'électrode.



Fiches de traçabilité avec:

- Date d'intervention
- Nom du chirurgien et de l'IBODE
- Étiquette patient avec n° de séjour
- Références utilisées avec étiquettes de traçabilité des implants.

CONCLUSION

Ce protocole précise le circuit d'approvisionnement et de traçabilité qui permet aux différents acteurs d'harmoniser et de faciliter la prise en charge du patient. Ce protocole pratique validé et diffusé aux services concernés, sera disponible prochainement avec la fiche de bon usage de l'Interstim® sur le portail intranet de l'établissement.