

INTRODUCTION

Les dispositifs médicaux (DM) de compression médicale, indiqués dans le traitement préventif et curatif de diverses affections veineuses, ne sont pas toujours utilisés de manière adéquate, il est parfois même constaté une installation préjudiciable de ces derniers. Il est donc primordial de disposer du matériel adapté, de proposer des documents pratiques et des formations pour permettre le bon usage de ces DM.




MATERIEL ET METHODE

Ce travail a été réalisé en collaboration avec un médecin phlébologue : analyse des recommandations HAS 2010, revue des DM compressifs actuellement sur le marché, présentation des échantillons, choix de l'arsenal thérapeutique et élaboration de documents facilitant prescription et dispensation.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Un organigramme de prescription des DM de compression médicale a été mis en place pour uniformiser les pratiques au sein de l'établissement. Des essais nous ont permis de rationaliser les DM déjà en place et aussi de retenir de nouvelles références de façon à répondre à l'ensemble des indications. Des ateliers théoriques et pratiques ont été organisés pour le personnel médical. De son côté, la pharmacie a élaboré une ordonnance spécifique et a organisé des séances de formation pour l'équipe pharmaceutique intervenant dans le circuit de ces DM.



PHARMACIE CAMSP - HOPITAL LA CAVALE BLANCHE - CHRU BREST

PRESCRIPTION DE BAS ET BANDES DE CONTENTION-COMPRESSION

NOM: _____ UF: _____
 PRENOM: _____
 Date de Naissance: _____

INDICATIONS: Oedème
 Lipodermatosclérose ou hypodermite chronique ou atrophie blanche
 Hypodermite aiguë ou pigmentation ou eczéma
 Ulcère actif
 Prévention de la TV en Médecine ou Chirurgie ou Obstétrique (alité)
 Prévention de la TV en Obstétrique (non alité)
 Thrombose veineuse (TV) membre supérieur inférieur
 Lymphoedème

Cm /coté	Droit	Gauche
A (circonférence tiers moy cuisse)		
B (circonférence tiers moy jambe, au plus large)		
C (circonférence cheville)		
H (hauteur sol-entrejambe)		
h (hauteur sol-pli genou)		

Chaussettes anti thrombose mini Ted (Covidien)
 (En l'absence de dotation dans le service)

Bas cuisse autofixant (Thuasne): classe 2
 classe 3

Chaussettes (bas jarret) (Thuasne): classe 2
 classe 3

Bandes sèches à allongement long FORTE LEGERE ...boîtes
 Bandes sèches à allongement court ...boîtes
 Bandes enduites Varolast® ...boîtes
 Bandes multitypes ...boîtes
 Bandes coton ...boîtes
 Bande Mobiderm® ...boîtes

Date de la demande: _____ Nom et signature du prescripteur: _____

A faxer au 47611

CONCLUSION

L'organigramme ainsi que l'ordonnance spécifique constituent des outils précieux pour médecins et pharmaciens, permettant l'adéquation entre DM prescrit et indication. D'autre part, des sessions d'éducation thérapeutique sont proposées aux patients sortant de l'hôpital.