

Henriquet M.<sup>1</sup>, Magnaldi C.<sup>1</sup>, Champel C.<sup>1</sup>, Plaut-Frassetto F.<sup>1</sup>, Nicolas O.<sup>1</sup>, Constans J.<sup>1</sup>

N°114

<sup>1</sup> Service de Pharmacie-Stérilisation, Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud

## Introduction

Le circuit des Dispositifs Médicaux (DM) à l'hôpital comprend un nombre important de professionnels impliqués, pour qui la formation et l'information ne sont pas toujours d'actualité. Obtenir des renseignements sur un DM peut s'avérer difficile face à un vocabulaire non normalisé entre professionnels de santé, des noms fantaisistes très variés et face à un nombre de spécialités et de fournisseurs en constante progression. L'objectif de ce travail était de créer une base de données des DM disponibles dans le centre hospitalier, consultable par tous les acteurs.



## Matériel et méthodes

Nous avons rédigé un livret à partir de l'allotissement de l'appel d'offres des DM, basé sur la classification CLADIMED, en définissant les critères de présentation :

- Généralités
- Référence fournisseur
- Nom du laboratoire
- Mode de gestion : en stock ou hors stock
- Prix € HT
- Photos, modalités d'utilisation..

Nous l'avons complété ensuite avec les références hors marché

Classification CLADIMED (voie d'abord)

Ajout d'image, de photo ou de schéma correspondant ou en lien avec ce DM

Ajout d'informations internes au CHI : code logiciel gestion, modalités de gestion, prix

Recherche et ajout d'information concernant ce DM : caractéristiques techniques, conseil d'utilisation, indication...

## Résultats

Après 2 ans de travail, le livret se veut le plus exhaustif possible, il contient **330 pages** et environ **2000 spécialités**. Il est en accès libre sur l'intranet de l'hôpital, utilisable par l'ensemble des professionnels de santé.

Nous avons joint aux données essentielles un maximum d'**images**, de **définitions** et de **caractéristiques techniques**.

Ainsi, après une simple recherche, il est facile de savoir si ce dispositif est en stock à la pharmacie, ou de le commander avec les bonnes références associées.



Couleur	Gauge	Diamètre	Utilisation
Jaune	30G	0.30mm	Injection SC/ID
Grise	27G	0.40mm	Injection SC
Brun	26G	0.45mm	Injection SC
Orange	25G	0.50mm	Injection SC
Bleu	23G	0.60mm	Injection SC/IV/IM - Prélèvement IV
Noir	22G	0.70mm	Injection IV/IM - Prélèvement IV
Vert	21G	0.80mm	Injection IV/IM - Prélèvement IV
Jaune	20G	0.90mm	Prélèvement IV
Calcaire	19G	1.10mm	Prélèvement IV
Rose	18G	1.25mm	Pompeuse - Transfert
Blanc	16G	1.60mm	Pompeuse - Transfert

### RS4B01 - AIGUILLES INTRADERMIQUES

Code image 2	Libellé	Référence	Laboratoire	Prix
5816	Aiguille perçage bouchon BD™ Insur™ 45mm - 18 G 1.12 L 40 mm - 125 / 100	HS 300779	APOTECNIA	0.31


### RS4B - SERINGUES (PRELEVEMENT - INJECTION NON SPECIALISE)

Code image 2	Libellé	Référence	Laboratoire	Prix
1070	SER. 2P. 2.5ML	S SER02P.5	DIDACTIC	0.015
1071	SER. 2P. 5ML	S SER2P5	DIDACTIC	0.02
1072	SER. 2P. 10ML	S SER02P10	DIDACTIC	0.03

251

### RS2 - TRACHEOTOMIE

Mise en communication chirurgicale de la trachée cervicale avec l'air extérieur, provisoire ou définitive. Elle a pour but de permettre la respiration spontanée lorsqu'elle est impossible au niveau des voies aériennes supérieures (obstruction, œdème, tumeur...) ou d'assurer une ventilation artificielle lorsque la fonction respiratoire est défaillante (insuffisance respiratoire, réanimation...)



### RS2A - CANULE TRACHEOTOMIE


-CANULE DE TRACHEOTOMIE  
- Appareil tubulaire courbe, de faible longueur, destiné à être introduit dans la trachée après effraction, et donc en contact avec la muqueuse trachéale.  
- La canule peut être munie d'une valve de phonation.

Code image 2	Libellé	Référence	Laboratoire	Prix
16789	CANULE TRACHEO HYPERFLEX AIR- CUF DE 1.8.0	HS 75SH80	COLLIN	169.00



295

### RS3 - DRAINAGE THORACIQUE ET PLEURAL



Le drain thoracique ou drainage pleural est l'introduction d'un drain dans l'espace pleural pour évacuer tout épanchement gazeux (pneumothorax), hémorragique (hémothorax) ou liquidien (pleurésie), ce qui permet de rétablir une pression négative dans la cavité pleurale pour ramener la surface du poumon à la paroi thoracique.

### SET POUR PONCTION PLEURALE

Code image 2	Libellé	Référence	Laboratoire	Prix
16426	POINTE POUR PONCTION PLEURALE	HS 05L800140	MAKORPHARMA	8



### DRAIN TROCAR PLEURAL POUR PONCTION URGENCE

Code image 2	Libellé	Référence	Laboratoire	Prix
1174	PLEURICATH ADULTE 8F	S 5329.37	PRODIMED	11.51
5466	PLEURICATH NOUVEAU NE 8F	HS 5329.30	PRODIMED	11.51

303

## Discussion - Conclusion

Après présentation aux commissions thématiques et communication au sein des services, le livret est accessible sur le portail intranet. La difficulté reste la mise à jour compte tenu des évolutions constantes, des nouveaux marchés, des créations et des suppressions de références.

**En conclusion, malgré une mise en place très chronophage, nous avons obtenu un outil de travail fonctionnel, devenu indispensable dans notre pratique quotidienne.**