

Simplification et harmonisation des prothèses vasculaires:

Une histoire de vocabulaire

Mélanie GERARD, Philippe PREVOST, Anne CHAMBON,
Cédrik AUGERAUD, Béatrice CHAPUIS, Frank DE CAZANOVE

Centre Hospitalier de la Côte Basque. 13 avenue de l'interne Jacques Loëb, 64109 BAYONNE.

INTRODUCTION

Les prothèses vasculaires sont destinées: à remplacer,
à ponter un anévrisme ou une sténose
à créer un accès pour la dialyse.

De nombreuses références, des prothèses vasculaires moins utilisées au profit des prothèses endovasculaires.
Il semble opportun de réajuster le stock,
d'harmoniser les références pour continuer à répondre aux besoins actuels et aux urgences.


MATERIEL ET METHODE

- Comparatif des prothèses référencées selon leurs critères techniques et leurs indications.
- Révision des dénominations communes selon des critères techniques.
- Discussion avec les médecins pour déterminer les critères de choix d'une prothèse.


RESULTATS ET DISCUSSION

Les critères techniques retenus:

- le matériau: tissu plus souple, tricoté plus résistant, PTFE moins résistant à la dilatation
- la forme: adaptée à l'anatomie
- l'épaisseur, standard pour les sites ponctionnables
- l'annelage: résistance à la plicature
- le diamètre,
- la longueur,
- l'imprégnation: diminution des adhérences



Une dénomination commune interne a été élaborée
« **implant_vasc_matériau_forme_diamètreXlongueurX
épaisseur_imprégnée** ».



34014	ivena Rectangulaire bout rond	I
34015	ivena rectangle bout rond	I
25127	fixene ptfe 8*30	I
25005	avanta sst ptfe 8*30	I
21614	ADVANTA PTFE21614	I
22612	ADVANTA PTFE 22612	I
sax01d	SA X 01	I
v060801	PROTHESE STD V06080L	I
rrr080300801	PROTH VASC RRT08030080L - (ach	I
vt080801	GORETEX VT0808OL	I
vt060801	GORETEX VT 06080L	I
v080801	GORETEX V08080L	I
1cvx003	ACUSEAL 1CVX003	I
	intergard sylver ultrathin 8x70	I
12011801	polytheses 16*60	I
12011600	POLYTHESE DTE 16X40 12011600	I
12021809	polythese bifururque 18*9	I
120216608	POLYTHESE BIFURQUEE 16X8	I
12010800	polythese 8*30	I

.....>
Références sur
fond blanc
supprimées

18 références de prothèses vasculaires initialement.
Mise en évidence de doublons.

10 références après discussion avec les médecins

ivena Rectangulaire bout rond	PATCH_VASC_PTFE_RECTA_16*175*E0,2
ivena rectangle bout rond	PATCH_VASC_PTFE_RECTA_18*175*E0,2
fixene ptfe 8*30	IMPLANT_VASC_PTFE_DROIT_D8*L30*EPROG_slider2
SA X 01	IMPLANT_VASC_PTFE_AXBIF_D 8*L70*E?_ANN70_STRETCH
PROTH VASC RRT08030080L - (ach	IMPLANT_VASC_PTFE_DROIT_D8*L80*EMINCE ANN30
GORETEX VT0808OL	IMPLANT_VASC_PTFE_DROIT_D8*L80*EMINCE
GORETEX VT 06080L	IMPLANT_VASC_PTFE_DROIT_D6*L80*EMINCE
intergard sylver ultrathin 8x70	IMPLANT_VASC_TRICOTE_DROIT_D8*L70*EULTRAMINCE_COLLAGENE_argent
polythese bifururque 18*9	IMPLANT_VASC_TISSE_BIF_D18*L9*E?_COLLAGENE
POLYTHESE BIFURQUEE 16X8	IMPLANT_VASC_TISSE_AOBIF_D16*L8 COLLAGENE

Figure 2 : Tableau des références restantes avec les DCIs

Figure 1 : Tableau récapitulatif références avant

CONCLUSION

Des critères scientifiques définis pour tous

sont les mots clés d'une **DISCUSSION ECLAIREE ET SIMPLIFIEE** pour tous,
afin d'optimiser des soins de qualité pour tous.

