

CONTEXTE

- Évaluation de l'ensemble du circuit des dispositifs médicaux implantables (DMI) au CH de Laval entre novembre et avril 2020
- Rapport d'étape 2020 du Contrat d'Amélioration de l'Effizienz et de la Qualité des Soins (CAQES)

OBJECTIFS

Évaluation de la traçabilité quantitative et qualitative des DMI au Centre Hospitalier (CH) de Laval

MATÉRIELS & MÉTHODES

Méthodologie de l'Omédit Pays de La Loire :

- Choix de 10 DMI traceurs : poids en quantité/dépenses importants, modes de gestion et de remboursement différents
- Collecte de données : Pharma® et DxCare®
- Deux audits : qualitatif et quantitatif

RÉSULTATS

DMI	Libellé du DMI	Gestion	Remboursement	Spécialité
DMI 1	STIMULATEUR ASSURITY DR MRI	Dépôt	Hors-GHS	Cardiologie interventionnelle
DMI 2	TIGE FEMORALE STD LOUXOR SS CIMENT T4	Dépôt	Hors-GHS	Chirurgie orthopédique
DMI 3	TETE FEMORALE INOX M30-28 COL COURT	Dépôt	Hors-GHS	Chirurgie orthopédique
DMI 4	TETE FEMORALE A JUPE INOX D28MM/0MM	Dépôt	Hors-GHS	Chirurgie orthopédique
DMI 5	STENT XIENCE SIERRA 3,50X18MM	Dépôt	Hors-GHS	Cardiologie interventionnelle
DMI 6	STENT XIENCE SIERRA 3,0X18MM	Dépôt	Hors-GHS	Cardiologie interventionnelle
DMI 7	STENT RESOLUTE ONYX 3,0X15MM	Dépôt	Hors-GHS	Cardiologie interventionnelle
DMI 8	CHAMBRE A CATHE IMPLANTABLE IONIS 2,8MM	Achat	Intra-GHS	Perfusion
DMI 9	IMPLANT OCULAIRE PCB00 22.0D	Dépôt	Intra-GHS	Chirurgie ophtalmique
DMI 10	IMPLANT OCULAIRE VIVINEX HOYA XY1 23.0D	Dépôt	Intra-GHS	Chirurgie ophtalmique

AUDIT QUALITATIF

11 février 2020

RÉTROSPECTIF
50 dossiers : 5 DMP/DMI

- 23 critères de traçabilité des DMI évalués répartis en 4 items :
- Pharmacie (PUI)
 - Service utilisateur (SU)
 - Dossier médical du patient (DMP)
 - Information au patient

AUDIT QUANTITATIF



17 février au 17 mars 2020

PROSPECTIF

1. Évaluation du nombre de DMI :

- Stocké à J0
- Réceptionné entre J0 et J30
- Implanté et tracé entre J0 et J30
- En échec de pose, périmé, retourné et ayant été concerné par une matériovigilance entre J0 et J30
- Stocké à J30

2. Vérification de la conformité des lots



DISCUSSION & CONCLUSION

Les deux audits réalisés illustrent une **bonne gestion de la traçabilité** dans notre centre : entre 90% et 100% de conformité de traçabilité. Seul le **défaut de traçabilité de la transmission des informations de pose au patient (29%) est à notifier**. Des **échanges avec le personnel concerné** par cette étape moins maîtrisée ont été réalisés aboutissant à la mise à jour puis à la validation lors de réunions institutionnelles de **deux fiches techniques** : « **Intégration du PDF** de la fiche de traçabilité et de la fiche d'indication du DMI **dans DxCare®** par les secrétaires et les IDE » et « **Remise de la fiche de traçabilité** au patient ».