

## INTRODUCTION

Afin de **limiter le risque infectieux**, il est primordiale d'utiliser un **pansement adhésif transparent semi-perméable** au niveau du site de ponction **des voies veineuses centrales (VVC)**.

**Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) :**

**VVC jugulaire : Utilisation du Tegaderm Classique™**

Constat : **Difficulté** de maintenir le pansement **occlusif**



Changement du pansement ?

Mise en place d'une **étude comparative** : TEGADERM Advanced™ vs TEGADERM Classique™

## MATERIELS ET METHODES



Comparaison **Tegaderm Classique™ vs Tegaderm Advanced™**


**2 périodes consécutives**

**Grille d'évaluation** élaborée par l'équipe pharmaceutique et médicale

Recueil des **informations par les infirmiers**

### Critères d'évaluation


- **Durée médiane de tenue du pansement (en jours)**
- **Motifs de réfection en dehors de J1 et J7 (protocole de notre établissement)**
- **Satisfaction globale notée sur 5 :**
  - Tenue du pansement, imperméabilité,
  - Visualisation du point de ponction,
  - Facilité de pose et de retrait, adhérence,
  - Tolérance cutanée, dimension,
  - Douleur au retrait et facilité de retrait
- **Différentiel de coût sur 7 jours d'utilisation (durée moyenne de séjour)**




## RESULTATS

Tegaderm Classique™ : 41 évaluations  
Tegaderm Advanced™ : 26 évaluations


### TENUE DU PANSEMENT



### MOTIFS DE REFECTION



### SATISFACTION GLOBALE



### NOMBRE DE CHANGEMENTS

Sur **7 jours**,

Tegaderm Classique™ : 5 changements

Tegaderm Advanced™ : 3 changements



**Gain de temps infirmier avec le Tegaderm Advanced™**



En considérant le nombre de changement : **surcoût de 16 % avec le Tegaderm Classique™**

## CONCLUSION

- **Satisfaction globale plus importante pour le Tegaderm Advanced™**
- **Coût unitaire du Tegaderm Advanced™ supérieur Tegaderm Classique™ mais la durée de tenue plus importante permet un gain économique sur la prise en charge globale d'un patient**
- Un changement moins fréquent permet également un **gain de temps pour les infirmiers**



**Référencement validé** par la commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

Un suivi de son utilisation est prévu afin d'assurer le **bon usage**.