



GARCH ATTRAC : le site de la canule de trachéotomie !

K. HAMAMI

Pharmacien – Unité Dispositifs Médicaux Stériles
Hôpital Raymond Poincaré
Garches



Déclaration liens d'intérêts



Aucun lien d'intérêt

Introduction et objectifs




Diversité des canules et de leurs caractéristiques

Quelle canule choisir ?

⇒ Sollicitation fréquente des pharmaciens

Construction progressive d'une base de données interne




OBJECTIFS

- Partage de la base de données à l'échelle nationale
- Optimisation de la prise en charge de tous les patients trachéotomisés.



Étapes de l'élaboration de la base de données





3 ans plus tard ...

- Création de la 1^{ère} base de données (tableau Excel)
 - 2405 canules
 - 7 fournisseurs différents
 - 41 items de recherche possible
- Partage à l'échelle nationale
 - ⇒ **1 site internet**
 - Accès facile à tous
 - Recherche d'information(s) technique(s)
 - Identification selon des critères de choix





Etape de recherche

Glossaire

Diamètre externe (DE ou OD) est mesuré au niveau de la collerette

Longueur Totale Utile = Longueur B (extratrachéale en rouge) + Longueur C + Longueur A (intratrachéale en bleu)

Diamètre interne (DI ou ID) est mesuré à l'extrémité de la canule (ou de la chemise interne si la canule est munie d'une chemise)

Champs de recherche :

Gamme :

Référence Hôpital / Ville :

DI Canule (mm) : 1.8mm 15.2mm

DE Canule (mm) : 3.6mm 18.2mm

Longueur totale utile (mm) : 28mm 167mm

Ballonnet :

Présence :

1 Saisie des caractéristiques souhaitées de la canule

Garch-ATTRAC Accueil Qui-sommes-nous? Informations Rechercher une canule Contact

Nombre de canules trouvées : 11

NSFP	Fournisseur	Référence Hôpital/Ville	DI Canule (mm)	DE Canule (mm)	Longueur totale utile (mm)	Fenêtre	Ballonnet	Fiche technique
	Medtronic	50XLTC	5	9.6	90	non	BP	DÉTAILS
	Medtronic	50XLTCP	5	9.6	90	non	BP	DÉTAILS
	Medtronic	50XLTUD	5	9.6	90	non	non	DÉTAILS
	Medtronic	50XLTUP	5	9.6	90	non	non	DÉTAILS
	Medtronic	135860	6	8.3	92	non	BP	DÉTAILS
	Medtronic	135-60	6	8.3	92	non	BP	DÉTAILS
NSFP	Medtronic	136-60	6	8.3	92	non	BP	DÉTAILS
	Pouret medical	LAR255	6.6	8.2	85	non	non	DÉTAILS
	Pouret medical	LAR271	6.6	8.2	85	oui	non	DÉTAILS
	Pouret medical	LAR14805	5	9	85	non	non	DÉTAILS
	Collin	LF11200-05	6.6	8.4	95	non	non	DÉTAILS

2 Résultats : avec affichage des 5 principaux critères de choix

Garch-ATTRAC Accueil Qui-sommes-nous? Informations Rechercher une canule Contact

canule TRACHEOSOFT extra-longue avec ballonnet

- Gamme : Tracheosoft
- Référence Hôpital / Ville : 50XLTC
- DI de la canule : 5 mm
- DE de la canule : 9.6 mm
- Longueur raccord-collerette : mm
- Longueur totale utile : 90 mm
- Longueur du segment A : 48.0 mm
- Longueur du segment B : 5.0 mm
- Longueur du segment C : 37.0 mm
- Angle : 90°
- Ballonnet : BP
- Type de ballonnet : HI-LO
- DI ballonnet : 29.2 mm
- Gonflage : air
- Référence de la chemise interne :

- Armée : non
- Matériaux de la canule : PVC
- Présence des phtalates :
- Présence ligne aspiration au dessus du ballonnet : non mm
- Présence fenêtre : non mm
- Type fenêtre : NA mm
- Présence chemise interne fournie avec canule : oui mm
- Type de chemise : usage unique mm
- Compatible IRM : mm
- Marquage CE : Ila mm
- Type Raccord (mm) : 15°
- Forme collerette :
- Stérile : oui mm
- Mode de stérilisation : OE
- Particularité : Extension distale

3 Détails de 30 critères pour chaque canule + la fiche technique du fournisseur



Discussion



www.garch-atrac.org

Site disponible gratuitement pour tous professionnels et patients

- Optimisation de la prescription de la canule pour un patient
- Recherche facilitée de canule de remplacement
- Comparaison possible des canules de dimension comparable



Projet en cours : une application pour smartphone !

