

Introduction – Objectifs

- ✓ Depuis des années, le fichier produit du sondage urinaire n’a pas été révisé malgré l’évolution des pratiques et la multiplication des ruptures
- ✓ Le développement de nouvelles activités notamment dans le service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) ainsi que la sollicitation des infirmières diplômées d’état (IDE) nous amène à ce travail




L’objectif principal est l’optimisation globale du fichier produit

Matériel et méthodes

- ✓ Extraction, synthèse, analyse de l’ensemble des références de sondes urinaires (SU) adulte du fichier produit sur l’année 2023-2024
- ✓ Rencontre avec les IDE du SMR pour échanger sur les propositions et besoins/difficultés
- ✓ Discussion/Concertation avec les hygiénistes pour s’assurer de l’adéquation avec les bonnes pratiques
- ✓ Définition du nouveau fichier produit


Résultats

Consommation totale sur 51 références




Sondage à demeure (SAD)

Répartition des 29 références



■ Avec poche préconnectée
■ Sans poche préconnectée


Consommation annuelle



■ Avec poche préconnectée
■ Sans poche préconnectée


Sondage intermittent (SI)

Répartition des 22 références



■ Avec poche préconnectée
■ Sans poche préconnectée


Consommation annuelle



■ Avec poche préconnectée
■ Sans poche préconnectée

Actions menées

Répartition des références supprimées




■ SAD courte durée sans poche préconnectée ■ SAD longue durée avec poche préconnectée
■ SAD longue durée sans poche préconnectée ■ SI avec poche préconnectée
■ SI sans poche préconnectée



Références supprimées : 17

- Charrières non adaptées
- Consommations faibles (<5/an)
- Références anciennes/difficiles d’utilisation
- Doublons SU courte et longue durée

Répartition des références ajoutées



■ SI avec poche préconnectée
■ SI sans poche préconnectée



Références ajoutées : 17

- Besoins non couverts : poches préconnectées
- Diversification des SI selon le sexe
- Evolutions technologiques et nouvelles gammes



Recommandations : Utilisation de système préconnecté pour tous types de SU

Discussion et conclusion

En pratique, il n’est pas possible d’appliquer l’ensemble des recommandations de la SF2H. En effet les SAD de courte durée préconnectées n’existent pas sur le marché et les SI préconnectées sont difficiles à utiliser. Les libellés produits ont été harmonisés pour limiter les erreurs de commande et de délivrance. Le choix des SU étant soignant et patient dépendant, cette étude montre la nécessité d’un travail en équipe pluridisciplinaire pour optimiser au mieux le référencement de l’un des dispositifs médicaux les plus utilisés. Il serait intéressant d’effectuer le même travail sur les SU pédiatriques.