

LA PREDESINFECTION DES ERREURS : RETROUVEZ LES NON CONFORMITES !

A. CARTON; M. DESCOURS; N. DRIDI; J. DI PAOLO; S. BOUFFART; A. DANIELOU CH de Tourcoing, <u>mdecours@ch-tourcoing.fr</u> Mots-clefs: Stérilisation, Formation, Qualité

INTRODUCTION:

La prédésinfection = étape clé du processus de stérilisation.

Au sein du CH la réception et la validation des dispositifs prédésinfectés se fait dans l'unité de stérilisation.

De nombreuses non-conformités (NC) sont observées sur cette étape

OBJECTIFS:

Réaliser une formation ludique sous la forme d'un atelier des erreurs

Sensibiliser les agents de stérilisation à repérer les NC et les signaler

Echanger en équipe sur les NC moins maîtrisées

MATERIEL ET METHODES:


8 bacs de prédésinfection contenant du matériel fictif avec leurs fausses fiches de liaison.


Chaque agent à 15 minutes de façon individuelle pour retrouver les <u>28</u>

NC présentes (thèmes des NC: risque prion, bacs de pré-désinfection, fiche de liaison, instrumentation).

Correction en équipe avec mise en avant des NC les moins repérées et échanges avec les agents.


Questionnaire de satisfaction sur l'atelier complété par les agents à l'issue des échanges.











DISCUSSION



- Satisfaction globale de l'équipe
- Evaluation des connaissances des agents
- Mise en évidence des notions nécessitant un rappel



- Plusieurs NC non retrouvées, % des NC retrouvées faible
- Mise en situation ou consignes pas très bien comprises et induisant des erreurs d'inattention



- Pérennisation annuelle de l'atelier
- Adaptation du format sur d'autres sujets tels que le conditionnement ou la validation de cycles
- Analyse de l'évolution du nombre de signalement des NC.